


Novattach Mini

Novattach **Mini**



Implantes Dentales  
**FEDERA**


# Soluciones Novattach Mini



**Pilar para implantes copa Ø4.8**  
Alturas 1mm / 2mm / 3mm / 4mm

**Pilar para implantes FIS Ø3.3**  
Alturas gingivales 1mm / 2mm /  
3mm / 4mm

**Pilar para implantes FIS Ø4.1/4.8**  
Alturas gingivales 1mm / 2mm /  
3mm / 4mm



## Mayor Funcionalidad

Su innovadora tecnología de anclaje, previene daños en los retenedores, absorbiendo las posibles presiones laterales.

# ¿Qué necesito para utilizar Novattach Mini?




## Mayor Vida Útil





Las retenciones Novattach Mini producidas en polímero 100% PEEK, otorgan una alta resistencia y una mayor estabilidad mecánica.

## 3 elementos de retención 100% PEEK

Con código de líneas de acuerdo al grado de fricción.



Las retenciones del sistema Novattach Mini están compuestas por un polímero de alta performance: 100% PEEK lo que la distingue del resto al no contener colorantes que dañen su pureza.

	Artículo	Descripción
	234.8NOVA1MINI	Pilar Novattach p/ impl. d. 4.8mm, alt. 1 mm
	234.8NOVA2MINI	Pilar Novattach p/ impl. d. 4.8mm, alt. 2 mm
	234.8NOVA3MINI	Pilar Novattach p/ impl. d. 4.8mm, alt. 3 mm
	234.8NOVA4MINI	Pilar Novattach p/ impl. d. 4.8mm, alt. 4 mm
	737.3NOVA1MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 3.3mm, alt. 1mm
	737.3NOVA2MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 3.3mm, alt. 2mm
	737.3NOVA3MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 3.3mm, alt. 3mm
	737.3NOVA4MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 3.3mm, alt. 4mm
	737.4NOVA1MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 4.1/4.8mm, alt. 1mm
	737.4NOVA2MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 4.1/4.8mm, alt. 2mm
	737.4NOVA3MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 4.1/4.8mm, alt. 3mm
	737.4NOVA4MINI	Novattach MINI p/ impl. FIS d. 4.1/4.8mm, alt. 4mm
	24NOVARET 1MINI	Retenedor Novattach MINI de Peek suave
	24NOVARET 2MINI	Retenedor Novattach MINI de Peek mediano
	24NOVARET 3MINI	Retenedor Novattach MINI de Peek fuerte

## Artículo

## Descripción



24NOVA CAZ TITAMINI

Cazoleta de titanio p/Novattach MINI



24NOVA ELEMINI

Elemento de montaje p/Novattach MINI



747.NOVAMINI

Análogo Novattach MINI



291.INST.NOVAELEMINI

Instr. de extracción de elemento de montaje p/Nova



291.INST.NOVARETMINI

Instr. de inser. y extrac. de retenedor p/Nova



291.INST.BOLA

Instr. p/pilares Nova


Novattach Mini

# Novattach **Mini**



**PEDIDOS ON LINE**

[www.federa.com.ar](http://www.federa.com.ar)

 **Comunicate a nuestro WhatsApp**

Implantes Dentales  
**FEDERA**

**ANMAT  
Leg. 998**



**Casa Central**

Av. Córdoba 1856 4° Piso  
C.A.B.A. (C1120AAN)  
Tel/Fax: 011-4815-4467  
[info@implantesfedera.com](mailto:info@implantesfedera.com)

**Distribuidor Mendoza:**

**FRANLAU S.R.L**  
Celular: 0261-15-6546830  
[eduardorissopatron@speedy.com.ar](mailto:eduardorissopatron@speedy.com.ar)

**Sucursal Córdoba:**

Calle Americo Vespucio 1186,  
Barrio Junior's CP (X5004GTX)  
Córdoba Capital  
Tel.: 0351-453-5774  
[federacordoba@gmail.com](mailto:federacordoba@gmail.com)